

Pulsoksymetr CMS-50QA Kids

Cena produktu brutto:

159,00 zł



Opis produktu:

Pulsoksymetr dla dzieci CMS50QA

Pulsoksymetr dziecięcy to urządzenie przeznaczone do nieinwazyjnego pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny tętnicznej (SpO₂) u dzieci. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Obsługa sprowadza się do nałożenia urządzenia na palec wskazujący i wciśnięcia przycisku. Po kilku sekundach pomiar zostaje wyświetlany na bieżąco na wyświetlaczu. Zdjęcie powoduje wyłączenie pulsoksymetru. Urządzenie przeznaczone jest do wykorzystania zawodowego w praktyce lekarskiej, pielęgniarskiej, jak i do użytku domowego. Pulsoksymetr dla osoby dorosłej to model CMS50D

Dla dzieci od ok. 4 roku życia.

Cechy urządzenia:

- Przeznaczony do użycia w szpitalach, pogotowiu, przychodniach, przez lekarzy rodzinnych, położne
- Środowiskowe, w sporcie oraz do użytku domowego.
- Zintegrowany czujnik i wyświetlacz.

- Wyświetlacz monochromatyczny.
- Dokładny pomiar wysycenia krwi tlenem (saturacji) oraz częstotliwości tętna.
- Wyniki pomiarów saturacji oraz tętna podawane w formie cyfrowej i graficzne.
- Niski pobór prądu - zasilanie 1 akumulator 3.6V LIR2450 (ładowarka w zestawie)
- Niewielkie wymiary (37 x 45 x 32 mm), niska waga sprawiają, że urządzenie jest wygodne do przenoszenia.
- Automatyczne wyłączenie po 5 sekundach bezczynności

Specyfikacja techniczna:

- Pomiar Saturacji (SpO2): zakres pomiarowy 0% ~100%
- Dokładność SpO2 w zakresie 70% ~ 100% +/- 2%
- Pomiar Tętna: zakres pomiarowy 30 bmp ~ 250 bmp
- Dokładność: ± 2 BPM lub $\pm 2\%$ (należy wybrać większą wartość)
- Rozdzielczość: saturacja (SpO2): 1%, częstotliwość tętna: 1 BPM
- Automatyczne wyłączenie przy braku pomiaru ponad 5 sekund

W skład zestawu wchodzi:

- pulsoksymetr dziecięcy
- 1 akumulator 3,6V (LIR2450)
- ładowarka
- kabel usb do ładowania
- smycz do zawieszenia
- instrukcja PL
- pokrowiec
- pudełko

